

カメラスペック概要

販売名	nodoca (ノドカ)
類別	機械器具25
一般的名称	内視鏡用テレスコープ
医療機器承認番号	30400BZX00101000
医療機器分類	管理医療機器
特定保守管理医療機器	該当
カメラ全長	約 220 mm
カメラ挿入部	直径 約 21 mm (クリアシース込)
カメラ質量	約 0.2 kg
静止画解像度	フルHD (1920 x 1080)
静止画データ形式	JPEG
無線通信	Wi-Fi 2.4GHz (802.11b/g/n)
カメラディスプレイ	2.4インチ QVGA(320 x 240) 静電タッチパネル
充電池	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約 4 時間
端子	USB Type-C
耐用期間	5年間 (ただし、充電池は含まず)
保証期間	購入から1年間
カメラ以外の同梱物	カメラスタンド、ACアダプタ、USB ケーブル、 キヤップ、取扱説明書 ※クラウドシステム用ソフトウェア「nodocaクラウド」は、対応ブラウザでアクセスして下さい
製造国	日本